



EBERLE

Kamera 4k
Ultra-High-Definition

KAMERA 4k

4k UHD Auflösung

- Zoom und Freeze-Funktion, Rauchkorrektur
- Bildverbesserung von Farbe und Struktur
- 10 Benutzer-Voreinstellungen für chirurgische Anwendungen
- mehrsprachige Menüführung
- Bild- und Videoaufnahme auf USB

○ Steuergerät Kamera 4k USB
..... Artikel-Nr. 900483



○ Kamerakopf 3MOS 4k
..... Artikel-Nr. 900484

Technische Daten

Kamerakopf

- Seitenverhältnis: 16:9
- Bildsensor: 3x1/3" CMOS
- eintauchbar (unter Verwendung der beigefügten Kappe)
- Gewicht: ca. 500 g inkl. Kabel
- Durchmesser: 43 mm
- Länge: 85,7 mm (ohne Tülle)
- mit vier programmierbaren Tasten

Spannungsbereich (Leistungsaufnahme)

100 – 240 V (60 VA)

Frequenzbereich

50 – 60 Hz

Sicherung

2 x T3,15 A

Video-System

- Bild-Auflösung: UHD 3840 x 2160
- TV-Auflösung: 1600 Zeilen
- Weißabgleich, automatisch mit Datensicherung
- Bildaufzeichnung, Videoaufzeichnung

Video-Ausgänge

- 1 x HDMI 4k (3840 x 2160)
- 1 x HDMI Full HD (1920 x 1080)
- 1 x SDI 4k (4 x BNC) (3840 x 2160)
- 1 x SDI Full HD (1 x BNC) (1920 x 1080)

Video-Formate

- HDMI-Ausgang: 3840x2160/59.94p, 3840x2160/50p, 1920x1080/59.94p, 1920x1080/59.94i, 1920x1080/50p, 1920x1080/50i
- SDI-Ausgang: 3840x2160/59.94p, 3840x2160/50p, 1920x1080/59.94p, 1920x1080/59.94i, 1920x1080/50p, 1920x1080/50i

Schutzklasse (EN60601-1)

Klasse 1

Sicherheitsklasse BF

IP Schutzklasse IP 20

Normen IEC 60601-1-2/IEC 60601-1-1

Klassifikation (EU) 2017/745, Anhang VII

Klasse 1

Abmessungen (B x H x T) 360 x 125 x 351 mm


Gewicht ca. 6,2 kg

Lieferumfang

Steuereinheit, Kamerakopf mit 3,05 m Kabel (10 ft), Netzanschlusskabel, HDMI-Kabel, Gebrauchsanweisung

Farbraum

Die Kamera ist in der Lage, neben dem BT.709 Farbraum für HDTV auch den erweiterten Farbraum BT.2020 wiederzugeben. (Voraussetzung ist ein BT.2020 kompatibler Monitor)



Änderungen der Spezifikationen ohne Vorankündigung vorbehalten.

Vertrieb durch Eberle GmbH & Co. KG

EBERLE

EBERLE GmbH & Co. KG

Dachsteinstraße 2
75449 Wurmberg
Telefon +49 (0) 7044 9611-0
Fax +49 (0) 7044 9611-11
info@eberle-med.de
www.eberle-med.de

Vertrieb:
vertrieb@eberle-med.de
Telefon +49 (0) 7044 9611-288

