




EBERLE

Kleingelenke



Steuergerät







Steuergerät

- Konsole zur Ansteuerung von motorgetriebenen Eberle C3-Handstücken
- 5 Zoll-Touchdisplay
- Automatische Helligkeitsanpassung
- Softkeys für Grundfunktionen
- Einstellbare Oszillation
- Oszillationsmodus: Umdrehungen oder Frequenz
- Nutzerspezifische Belegung der Bedienelemente sowohl für den Fußschalter als auch für das Handstück
- Individuelles Beschleunigungsverhalten
- User-Namen editierbar
- Ergonomischer 5-Tasten-Fußschalter

Shaversystem

- **Steuergerät**
Artikel-Nr. 913055
- **Handstück**
Artikel-Nr. 913065SJ
- **Fußschalter**
Artikel-Nr. 913057

Fußschalter

Artikel-Nr. 913057

- Bedienungsfreundlicher, ergonomischer 5-Tasten-Fußschalter





Handstück

Artikel-Nr. 913065SJ

- Ergonomisch geformtes, autoklavierbares Handstück
- Zum Betrieb von Shaverblades für Kleingelenke SJ
- Mikroprozessorgesteuerter Antriebsmotor
- Gewicht 185 g + 4 m Kabel
- Drehzahlbereiche:

Rechts-/Linkslauf	500 – 6000 min ⁻¹
Oszillation	500 – 4000 min ⁻¹

Reinigungsadapter

für Shaver-Handstücke
Artikel-Nr. 100020



für Universal-Handstück
Artikel-Nr. 100025



für modulare Aufsätze
Artikel-Nr. 100026




Reinigungsbürsten

für Handstücke

Reinigungsbürste, Spitze umgebogen
Länge: 150 mm
Artikel-Nr. 011001-301



Reinigungspinsel mit Öse
Länge: 150 mm
Artikel-Nr. 011001-302



Reinigungsbürste, Spitze abgerundet
Länge: 300 mm
Artikel-Nr. 011001-300



Universal-Handstück mit Handbedienung

- Ergonomisch geformtes, autoklavierbares Handstück
- Mikroprozessorgesteuerter Antriebsmotor
- Handbedienung von Links-/Rechtslauf
- Drehzahlbereich: 0 – 1500 min⁻¹, stufenlos
- Gewicht 750 g + 4 m Kabel



Universal-Handstück
Artikel-Nr. 913075

AO Bohraufsatz
Artikel-Nr. 913044

Bohrfutteraufsatz
Artikel-Nr. 913027
Artikel-Nr. 913019
Artikel-Nr. 913022

Sagittalsägeaufsatz
Artikel-Nr. 913024

Drahttreiberaufsatz
Artikel-Nr. 913026
Artikel-Nr. 913034

AO Bohraufsatz

Schnellspannaufnahme Standard AO
Artikel-Nr. 913044

Bohrfutteraufsatz

Aufnahme von 0,7 – 7,4 mm
Artikel-Nr. 913027

Bohrfutteraufsatz Hochkraft

Aufnahme von 0,7 – 7,4 mm
Drehzahl 0 – 500 min⁻¹
Artikel-Nr. 913019

Bohrfutteraufsatz

Aufnahme von 0 – 3 mm, schlüssellos
Artikel-Nr. 913022

Sagittalsägeaufsatz

Oszillationsfrequenz 0 – 22.500 Zykl./min
Artikel-Nr. 913024

Drahttreiberaufsatz

Aufnahme von 1,8 – 3,2 mm
Artikel-Nr. 913026

Aufnahme von 0,6 – 1,8 mm
Artikel-Nr. 913034






Shaverblades für Eberle Shaversystem

für Kleingelenkchirurgie, Nutzlänge 70 mm
mehrfach verwendbar



Verpackungseinheit 5 Stück

	Ø 2,0 mm Artikel-Nr.	Ø 2,5 mm Artikel-Nr.	Ø 3,5 mm Artikel-Nr.
 Full Radius Resector	9131120SJ	9131125SJ	9131135SJ
 Aggressive Full Radius	9131320SJ	9131325SJ	9131335SJ
 Round Burr		9131025SJ	9131035SJ
		Ø Fräser 1,8 mm	Ø Fräser 2,5 mm

Reinigungsadapter

für mehrfach verwendbare
Shaverblades
Artikel-Nr. 100001



Reinigungs-Set

Artikel-Nr. 900019






Shaverblades für Eberle Shaversystem

für Kleingelenkchirurgie, Nutzlänge 70 mm
steril verpackt, einmal verwendbar



Verpackungseinheit 5 Stück

	Ø 2,0 mm Artikel-Nr.	Ø 2,5 mm Artikel-Nr.	Ø 3,5 mm Artikel-Nr.
 Full Radius Resector	9141120SJ	9141125SJ	9141135SJ
 Aggressive Full Radius	9141320SJ	9141325SJ	9141335SJ
 Round Burr		9141025SJ	9141035SJ
		Ø Fräser 1,8 mm	Ø Fräser 2,5 mm

Tasthaken, Kleingelenke

Spitze 3 mm, Nutzlänge 70 mm
Artikel-Nr. 900355 ¹⁾





	Artikel-Nr.
Sägeblatt 25 x 6 x 0,6 mm Schnittstärke 0,6 mm	900092



	Artikel-Nr.
Sägeblatt 21 x 9 x 0,4 mm Schnittstärke 0,4 mm	900116



	Artikel-Nr.
Sägeblatt 31 x 11 x 0,4 mm Schnittstärke 0,4 mm	900117



	Artikel-Nr.
Sägeblatt 50 x 14 x 0,6 mm Schnittstärke 0,6 mm	900119



Verpackungseinheit 10 Stück

		Artikel-Nr.
Kirschnerdraht Trokar – Rund	Ø 0,8 x 150 mm	900108
Kirschnerdraht Trokar – Rund	Ø 1,0 x 150 mm	900107
Kirschnerdraht Trokar – Rund	Ø 1,2 x 150 mm	900106
Kirschnerdraht Trokar – Rund	Ø 1,2 x 160 mm	900082
Kirschnerdraht Trokar – Rund	Ø 1,2 x 310 mm	900112
Kirschnerdraht Trokar – Rund	Ø 1,4 x 150 mm	900105
Kirschnerdraht Trokar – Rund	Ø 1,6 x 150 mm	900090
Kirschnerdraht Trokar – Rund	Ø 1,8 x 150 mm	900089
Kirschnerdraht Trokar – Rund	Ø 2,0 x 150 mm	900088
Kirschnerdraht Trokar – Rund	Ø 2,0 x 310 mm	900111
Kirschnerdraht Trokar – Rund	Ø 2,4 x 310 mm	900086
Kirschnerdraht Trokar – Trokar	Ø 1,2 x 160 mm	900094
Kirschnerdraht Trokar – Trokar	Ø 1,2 x 310 mm	900084
Kirschnerdraht Gewinde, Trokar – Trokar	Ø 1,2 x 200 mm	900095
Kirschnerdraht Gewinde, Trokar – Rund	Ø 1,2 x 200 mm	900083
Kirschnerdraht Rund – Rund	Ø 1,5 x 380 mm	900109
Kirschnerdraht Rund – Rund	Ø 1,6 x 230 mm	900028
Kirschnerdraht Rund – Rund	Ø 1,6 x 310 mm	900110

Verpackungseinheit 1 Stück

		Artikel-Nr.
Spitzdraht mit Öse gerändelt	Ø 2,4 x 430 mm	900027
Bohrdraht ohne Öse	Ø 2,4 x 310 mm	900025
Bohrdraht mit Öse	Ø 2,4 x 380 mm	900026
Wechselstab	Ø 4,0 x 230 mm	900085

Endoskope

autoklavierbar




	Artikel-Nr.
Arthroskop Ø 2,75 x 110 mm, 30°	900113 ¹⁾
Arthroskop Ø 2,75 x 110 mm, 30°, im Reparaturtausch	900113R ¹⁾
Arthroskop Ø 1,9 x 60 mm, 30°	900309 ¹⁾
Arthroskop Ø 1,9 x 60 mm, 30°, im Reparaturtausch	900309R ¹⁾
Endoskopie-Siebkorb für Optik, 290 x 80 x 52 mm	900091 ¹⁾

Arthroskopieschäfte



	Artikel-Nr.
Arthroskopieschaft mit zwei drehbaren Hähnen, Ø 2,7 mm, 30°	900114
Arthroskopieschaft mit zwei drehbaren Hähnen, Ø 1,9 mm, 30°	900310

Trokar, Obturator







	Artikel-Nr.
Trokar spitz für Artikel-Nr. 900114	900115
Obturator konisch stumpf für Artikel-Nr. 900114	900120
Obturator konisch stumpf für Artikel-Nr. 900310	900311


¹⁾ Vertrieb durch Eberle GmbH & Co. KG

Handinstrument
für Kleingelenkchirurgie

Vertrieb durch Eberle GmbH & Co. KG



	Maulteil Höhe	Schnitt Breite	Maulteil Breite	Artikel-Nr.
 Korb-Stanze, junior, stumpf, gerade	1,70 mm	1,70 mm	3,00 mm	900326
 Korb-Stanze, junior, oval, gerade	1,20 mm	2,30 mm	3,50 mm	900327
 Arthroskopie-Stanze, junior, gerade	1,20 mm	2,30 mm	3,50 mm	900328







EBERLE

Made in Germany

EBERLE GmbH & Co. KG

Dachsteinstraße 2
75449 Wurmberg
Deutschland

Telefon +49 (0) 7044 9611-288

vertrieb@eberle-med.de

www.eberle-med.de

