



EBERLE

Shaversystem C3



EBERLE

Made in Germany

Shaversystem C3



Steuereinheit


- Konsole zur Ansteuerung von motorgetriebenen EBERLE C3-Handstücken
- Resistives 5 Zoll-Touchdisplay mit automatischer Helligkeitsanpassung
- Zusätzliche Softkeys zur Einstellung der Grundfunktionen
- Wählbares Anlaufverhalten für Handstücke (weich, mittel und hart)
- Frei programmierbare Speicherplätze zur Festlegung der anwender- oder anwendungsbezogenen Einstellungen
- Nutzerspezifische Belegung der Bedienelemente am Handstück und Fußschalter
- Drehzahlbereich 300 – 10.000 min⁻¹
- Gewindeschneidbetrieb beim Universal-Handstück

Zubehör


- Handstücke in verschiedenen Werkstoffausführungen, mit und ohne Handbedienung
- Universal-Handstück mit diversen Aufsätzen zum Bohren und Sägen
- Einmal- und Mehrfach-Shaverblades
- 5-Tasten-Fußschalter

Video:







Steuergerät





Universal-Handstück





Shaversystem

Steuergerät

Artikel-Nr. 913055

Fußschalter

Artikel-Nr. 913057

Handstück

Artikel-Nr.
913066 8k
913070 10k
320 g + 4 m Kabel
Gehäusewerkstoff Aluminium

Artikel-Nr.
913068 8k
913080 10k
450 g + 4 m Kabel
Gehäusewerkstoff Edelstahl

Handstück mit Handbedienung

Artikel-Nr.
913067 8k
913071 10k
380 g + 4 m Kabel
Gehäusewerkstoff Aluminium

Artikel-Nr.
913069 8k
913081 10k
540 g + 4 m Kabel
Gehäusewerkstoff Edelstahl

Handstück für Kleingelenke

Artikel-Nr.
913065SJ
185 g + 4 m Kabel
Gehäusewerkstoff Aluminium

Steuergerät

- Konsole zur Ansteuerung von motorgetriebenen Eberle C3-Handstücken
- 5 Zoll-Touchdisplay
- Automatische Helligkeitsanpassung
- Softkeys für Grundfunktionen
- Einstellbare Oszillation
- Oszillationsmodus: Umdrehungen oder Frequenz
- Nutzerspezifische Belegung der Bedienelemente sowohl für den Fußschalter als auch für das Handstück
- Individuelles Beschleunigungsverhalten
- User-Namen editierbar
- Ergonomischer 5-Tasten-Fußschalter

Handstück

- Ergonomisch geformtes, autoklavierbares Handstück
- Mikroprozessorgesteuerter Antriebsmotor

Handstück mit Handbedienung

- Ergonomisch geformtes, autoklavierbares Handstück
- Mikroprozessorgesteuerter Antriebsmotor
- Handbedienung wählbarer Funktionen z. B. Rechtslauf, Oszillation usw.



Drehzahlbereiche	Handstücke 8k	Handstücke 10k
Schneiden	300–4000 min ⁻¹	500–4000 min ⁻¹
Oszillation	500–4000 min ⁻¹	500–4000 min ⁻¹
Fräsen	500–8000 min ⁻¹	500–10000 min ⁻¹

Handstück für Kleingelenke

Artikel-Nr. 913065SJ

- Ergonomisch geformtes, autoklavierbares Handstück
- Mikroprozessorgesteuerter Antriebsmotor
- Drehzahlbereiche:
Rechts-/Linkslauf 500 – 6000 min⁻¹
Oszillation 500 – 4000 min⁻¹



Fußschalter

Artikel-Nr. 913057

- Bedienungsfreundlicher, ergonomischer 5-Tasten-Fußschalter



Reinigungsadapter

für EBERLE Shaver-Handstücke

Artikel-Nr. 100020



Bürsten

für EBERLE Handstücke

Reinigungsbürste, Spitze umgebogen
Länge: 150 mm
Artikel-Nr. 011001-301

Reinigungspinsel mit Öse
Länge: 150 mm
Artikel-Nr. 011001-302

Reinigungsbürste, Spitze abgerundet
Länge: 300 mm
Artikel-Nr. 011001-300





Universal-Handstück mit Handbedienung

- Gehäusewerkstoff Aluminium
- Gewicht 750 g + 4 m Kabel
- Ergonomisch geformtes, autoklavierbares Handstück
- Mikroprozessorgesteuerter Antriebsmotor
- Handbedienung von Links-/Rechtslauf
- Drehzahlbereich: 0 – 1500 min⁻¹, stufenlos

○ **Universal-Handstück**
Artikel-Nr. 913075

..... **Drahttreiberaufsatz**
Artikel-Nr. 913026
Artikel-Nr. 913034

..... **AO Bohraufsatz**
Artikel-Nr. 913044

..... **Bohrfutteraufsatz**
Artikel-Nr. 913027
Artikel-Nr. 913019
Artikel-Nr. 913022

..... **Sagittalsägeaufsatz**
Artikel-Nr. 913024

Reinigungsadapter für Universal-Handstück

Artikel-Nr. 100025



Modulare Aufsätze für Universal-Handstück

Drahttreiberaufsatz

Artikel-Nr. 913026

- Aufnahme von 1,8 – 3,2 mm

Artikel-Nr. 913034

- Aufnahme von 0,6 – 1,8 mm



AO Bohraufsatz

Artikel-Nr. 913044

- Schnellspannaufnahme Standard AO



Bohrfutteraufsatz

Artikel-Nr. 913027

- Aufnahme von 0,7 – 7,4 mm



Bohrfutteraufsatz Hochkraft

Artikel-Nr. 913019

- Aufnahme von 0,7 – 7,4 mm
- Drehzahl 0 – 500 min⁻¹



Bohrfutteraufsatz

Artikel-Nr. 913022

- Aufnahme von 0 – 3 mm, schlüssellos



Sagittalsägeaufsatz

Artikel-Nr. 913024

- Oszillationsfrequenz 0 – 22.500 Zykl./min



Reinigungsadapter für modulare Aufsätze

Artikel-Nr. 100026













Die Vielfalt der Shaverblades










Shaverblades mehrfach verwendbar






Nutzlänge 130 mm
Verpackungseinheit 5 Stück

	Ø 3,5 mm Artikel-Nr.	Ø 4,2 mm Artikel-Nr.	Ø 4,8 mm Artikel-Nr.	Ø 5,5 mm Artikel-Nr.	Ø 6,5 mm Artikel-Nr.
 Full Radius Resector	9131135	9131142	9131148	9131155	
 Full Radius Resector Sharp Cut		9132742			
 Aggressive Full Radius Resector	9131335	9131342	9131348	9131355	
 Aggressive Full Radius Resector Plus		9133442			
 Double Full Radius Resector		9132542		9132555	
 Double Aggressive Full Radius Resector		9132342		9132355	
 Conical Double Full Radius Resector		9132442			
 Full Radius Resector Small Window		9132242		9132255	
 Meniscus Cutter	9131235	9131242		9131255	
 Aggressive Meniscus Cutter	9131535	9131542	9131548	9131555	

	Ø 3,5 mm Artikel-Nr.	Ø 4,2 mm Artikel-Nr.	Ø 4,8 mm Artikel-Nr.	Ø 5,5 mm Artikel-Nr.	Ø 6,5 mm Artikel-Nr.
 Aggressive Meniscus Cutter Plus		9132142			
 Double Meniscus Cutter		9132642		9132655	
 Aggressive Meniscus Side Cutter	9131435	9131442		9131455	
 Round Burr		9131042 Ø Fräser 3,0 mm		9131055 Ø Fräser 4,0 mm	9131065 Ø Fräser 5,0 mm
 Oval Burr				9131955 Ø Fräser 4,0 mm	9131965 Ø Fräser 5,0 mm
 Aggressive Oval Burr				9133855 Ø Fräser 4,0 mm	9133865 Ø Fräser 5,0 mm
 Tapered Burr				9131855 Ø Fräser 4,0 mm	9131865 Ø Fräser 5,0 mm











Nutzlänge 130 mm, 15° gebogen

	Ø 3,5 mm Artikel-Nr.	Ø 4,2 mm Artikel-Nr.	Ø 4,8 mm Artikel-Nr.	Ø 5,5 mm Artikel-Nr.	Ø 6,5 mm Artikel-Nr.
 Full Radius Resector Schneidfenster nach innen		9133042		9133055	
 Aggressive Full Radius Resector Schneidfenster nach innen		9133242		9133255	
 Aggressive Meniscus Side Cutter Schneidfenster nach außen		9133142		9133155	

Shaverblades mehrfach verwendbar




für Hüftarthroskopie, Nutzlänge 210 mm
Verpackungseinheit 5 Stück

	Ø 3,5 mm Artikel-Nr.	Ø 4,2 mm Artikel-Nr.	Ø 4,8 mm Artikel-Nr.	Ø 5,5 mm Artikel-Nr.	Ø 6,5 mm Artikel-Nr.
 Full Radius Resector Sharp Cut kanüliert		9132742H			
 Aggressive Full Radius Resector kanüliert		9131342H	9131348H	9131355H	
 Meniscus Cutter kanüliert		9131242H		9131255H	
 Aggressive Meniscus Cutter kanüliert		9131542H	9131548H	9131555H	
 Aggressive Meniscus Cutter Plus kanüliert		9132142H			
 Round Burr				9131055H	
				Ø Fräser 4,0 mm	
 Oval Burr				9131955H	
				Ø Fräser 4,0 mm	
 Aggressive Oval Burr				9133855H	
				Ø Fräser 4,0 mm	







für Hüftarthroskopie, Nutzlänge 210 mm, 15° gebogen

	Ø 3,5 mm Artikel-Nr.	Ø 4,2 mm Artikel-Nr.	Ø 4,8 mm Artikel-Nr.	Ø 5,5 mm Artikel-Nr.	Ø 6,5 mm Artikel-Nr.
 Aggressive Full Radius Resector Schneidfenster nach innen		9133242H		9133255H	




für Kleingelenkchirurgie, Nutzlänge 70 mm

	Ø 2,0 mm Artikel-Nr.	Ø 2,5 mm Artikel-Nr.	Ø 3,5 mm Artikel-Nr.
 Full Radius Resector	9131120SJ	9131125SJ	9131135SJ
 Aggressive Full Radius Resector	9131320SJ	9131325SJ	9131335SJ
 Round Burr		9131025SJ Ø Fräser 1,8 mm	9131035SJ Ø Fräser 2,5 mm



Reinigungsadapter

für mehrfach verwendbare
C3 Shaverblades
Artikel-Nr. 100001













Reinigungs-Set








Artikel-Nr. 900019

Shaverblades einmal verwendbar






Nutzlänge 130 mm, steril verpackt
Verpackungseinheit 5 Stück

	Ø 3,5 mm Artikel-Nr.	Ø 4,2 mm Artikel-Nr.	Ø 4,8 mm Artikel-Nr.	Ø 5,5 mm Artikel-Nr.	Ø 6,5 mm Artikel-Nr.
 Full Radius Resector	9141135	9141142	9141148	9141155	
 Full Radius Resector Sharp Cut		9142742		9142755	
				Burr speed	
 Aggressive Full Radius Resector	9141335	9141342	9141348	9141355	
 Aggressive Full Radius Resector Plus		9143442			
 Double Full Radius Resector		9142542		9142555	
 Double Aggressive Full Radius Resector		9142342		9142355	
 Conical Double Full Radius Resector		9142442			
 Full Radius Resector Small Window		9142242		9142255	
 Meniscus Cutter	9141235	9141242		9141255	
 Aggressive Meniscus Cutter	9141535	9141542	9141548	9141555	

	Ø 3,5 mm Artikel-Nr.	Ø 4,2 mm Artikel-Nr.	Ø 4,8 mm Artikel-Nr.	Ø 5,5 mm Artikel-Nr.	Ø 6,5 mm Artikel-Nr.
 Aggressive Meniscus Cutter Plus		9142142			
 Double Meniscus Cutter		9142642		9142655	
 Round Burr		9141042 Ø Fräser 3,0 mm		9141055 Ø Fräser 4,0 mm	9141065 Ø Fräser 5,0 mm
 Oval Burr				9141955 Ø Fräser 4,0 mm	9141965 Ø Fräser 5,0 mm
 Aggressive Oval Burr				9143855 Ø Fräser 4,0 mm	9143865 Ø Fräser 5,0 mm
 Tapered Burr				9141855 Ø Fräser 4,0 mm	9141855 Ø Fräser 5,0 mm
 Crown Cutter				9143755	











Nutzlänge 130 mm, 15° gebogen, steril verpackt

	Ø 3,5 mm Artikel-Nr.	Ø 4,2 mm Artikel-Nr.	Ø 4,8 mm Artikel-Nr.	Ø 5,5 mm Artikel-Nr.	Ø 6,5 mm Artikel-Nr.
 Full Radius Resector Schneidfenster nach innen		9143042		9143055	
 Aggressive Full Radius Resector Schneidfenster nach innen		9143242		9143255	
 Aggressive Meniscus Side Cutter Schneidfenster nach außen		9143142		9143155	

Shaverblades einmal verwendbar




für Hüftarthroskopie, Nutzlänge 210 mm, steril verpackt
Verpackungseinheit 5 Stück

	Ø 3,5 mm Artikel-Nr.	Ø 4,2 mm Artikel-Nr.	Ø 4,8 mm Artikel-Nr.	Ø 5,5 mm Artikel-Nr.	Ø 6,5 mm Artikel-Nr.
 Full Radius Resector Sharp Cut kanüliert		9142742H			
 Aggressive Full Radius Resector kanüliert		9141342H	9141348H	9141355H	
 Meniscus Cutter kanüliert		9141242H		9141255H	
 Aggressive Meniscus Cutter kanüliert		9141542H	9141548H	9141555H	
 Aggressive Meniscus Cutter Plus kanüliert		9142142H			
 Round Burr				9141055H	
				Ø Fräser 4,0 mm	
 Oval Burr				9141955H	
				Ø Fräser 4,0 mm	
 Aggressive Oval Burr				9143855H	
				Ø Fräser 4,0 mm	




für Hüftarthroskopie, Nutzlänge 210 mm, 15° gebogen, steril verpackt

	Ø 3,5 mm Artikel-Nr.	Ø 4,2 mm Artikel-Nr.	Ø 4,8 mm Artikel-Nr.	Ø 5,5 mm Artikel-Nr.	Ø 6,5 mm Artikel-Nr.
 Aggressive Full Radius Resector Schneidfenster nach innen		9143242H		9143255H	






für Hüftarthroskopie, Nutzlänge 210 mm, 20° gebogen, steril verpackt

	Ø 3,5 mm Artikel-Nr.	Ø 4,2 mm Artikel-Nr.	Ø 4,8 mm Artikel-Nr.	Ø 5,5 mm Artikel-Nr.	Ø 6,5 mm Artikel-Nr.
 Round Burr		9143642H			
		Ø Fräser 5 mm			



für Kleingelenkchirurgie, Nutzlänge 70 mm, steril verpackt

	Ø 2,0 mm Artikel-Nr.	Ø 2,5 mm Artikel-Nr.	Ø 3,5 mm Artikel-Nr.
 Full Radius Resector	9141120SJ	9141125SJ	9141135SJ
 Aggressive Full Radius Resector	9141320SJ	9141325SJ	9141335SJ
 Round Burr		9141025SJ	9141035SJ
		Ø Fräser 1,8 mm	Ø Fräser 2,5 mm

EBERLE GmbH & Co. KG

Dachsteinstraße 2
75449 Wurmberg
Deutschland

Telefon +49 (0) 7044 9611-288

vertrieb@eberle-med.de

www.eberle-med.de

