



**EBERLE**

**Sistema Shaver C2**




# Sistema Shaver EBERLE C2

---



**EBERLE**

*Made in Germany*






Aparato de mando





e peda

Universal Mango de motor





- **Sistema Shaver**  
Referencia 913000
- ..... **Aparato de mando**  
Referencia 913001
- ..... **Interruptor de pedal**  
Referencia 913003-2
- ..... **Mango**  
Referencia 913020  
Material de la caja Aluminio  
Referencia 913040  
Material de la caja Acero
- ..... **Mango con manejo manual**  
Referencia 913021  
Material de la caja Aluminio  
Referencia 913041  
Material de la caja Acero

### Aparato de mando

- Consola para el control de mangos Eberle accionados por motor
- Posiciones de memoria de libre programación para ajuste individual de números de revoluciones
- Preselección del número de revoluciones es posible por medio de teclas en el aparato de mando o interruptor de pedal

### Mango

- Mango conformado ergonómicamente, apto para tratar en autoclave
- Motor de accionamiento controlado por microprocesador
- Gamas de revoluciones:
 

Hojas cortantes	300 – 4000 min <sup>-1</sup>
Modo de oscilación	500 – 4000 min <sup>-1</sup>
Fresado	500 – 6000 min <sup>-1</sup>



### Mango con mando manual

- Mango conformado ergonómicamente, apto para tratar en autoclave
- Motor de accionamiento controlado por microprocesador
- Manejo manual de marcha a la izquierda / a la derecha, modo de oscilación
- Gamas de revoluciones:
 

Hojas cortantes	300 – 4000 min <sup>-1</sup>
Modo de oscilación	500 – 4000 min <sup>-1</sup>
Fresado	500 – 6000 min <sup>-1</sup>



### Interruptor de pedal

- Interruptor de pedal doble de fácil manejo con marcha a la izquierda / a la derecha, modo de oscilación
- Control de velocidad continua



### Adaptador de limpieza

Para mango C2

Referencia 100020



### Cepillos

para mangos C2

Cepillo de limpieza, punta doblada

Longitud: 150 mm

Referencia 011001-301



Pincel de limpieza con ojal

Longitud: 150 mm

Referencia 011001-302



Cepillo de limpieza, punta redondeada

Longitud: 300 mm

Referencia 011001-300



### Mango universal con motor de manejo manual

- Mango conformado ergonómicamente, apto para tratar en autoclave
- Motor de accionamiento controlado por microprocesador
- Manejo manual de marcha a la izquierda / a la derecha
- Gama de revoluciones: 0 – 1200 min<sup>-1</sup>, continua



○ Mango universal con motor  
Referencia 913018

..... Adaptador conductor de alambre  
Referencia 913026  
Referencia 913034

..... Cabezal portabrocas  
Referencia 913027  
Referencia 913019  
Referencia 913022

..... Cabezal para sierra sagital  
Referencia 913024

### Conductor de alambre

Referencia 913026

- Alojamiento de 1,8 – 3,2 mm

Referencia 913034

- Alojamiento de 0,6 – 1,8 mm



### Cabezal portabrocas

Referencia 913027

- Alojamiento de 0,7 – 7,4 mm



### Cabezal portabrocasde gran fuerza

Referencia 913019

- Alojamiento de 0,7 – 7,4 mm
- Número de revoluciones 0 – 400 min<sup>-1</sup>



### Cabezal portabrocas

Referencia 913022

- Alojamiento de 0 – 3 mm, sin llave



### Cabezal para sierra sagital

Referencia 913024

- Frecuencia de oscilación 0 – 16.000 ciclos/min











# La diversidad curvada – shaver C2








---



## Hojas de shaver de utilización múltiple






	Ø 3,5 mm Referencia	Ø 4,2 mm Referencia	Ø 4,8 mm Referencia	Ø 5,5 mm Referencia	Ø 6,5 mm Referencia
 Full Radius Resector	9131135	9131142	9131148	9131155	
 Full Radius Resector Sharp Cut		9132742			
 Aggressive Full Radius	9131335	9131342	9131348	9131355	
 Aggressive Full Radius Plus		9133442			
 Double Full Radius		9132542		9132555	
 Double Aggressive Full Radius		9132342		9132355	
 Conical Double Full Radius		9132442			
 Full Radius Resector Small Window		9132242		9132255	
 Meniscus Cutter	9131235	9131242		9131255	
 Aggressive Meniscus Cutter	9131535	9131542	9131548	9131555	

	Ø 3,5 mm Referencia	Ø 4,2 mm Referencia	Ø 4,8 mm Referencia	Ø 5,5 mm Referencia	Ø 6,5 mm Referencia
 <b>Aggressive Meniscus Cutter Plus</b>		9132142			
 <b>Double Meniscus Cutter</b>		9132642		9132655	
 <b>Aggressive Meniscus Side Cutter</b>	9131435	9131442		9131455	
 <b>Round Burr</b>		9131042		9131055	9131065
		Ø fresa 3,0 mm		Ø fresa 4,0 mm	Ø fresa 5,0 mm
 <b>Oval Burr</b>				9131955	9131965
				Ø fresa 4,0 mm	Ø fresa 5,0 mm
 <b>Aggressive Oval Burr</b>				9133855	9133865
				Ø fresa 4,0 mm	Ø fresa 5,0 mm
 <b>Tapered Burr</b>				9131855	9131865
				Ø fresa 4,0 mm	Ø fresa 5,0 mm











Longitud útil 130 mm, 15° curvada

	Ø 3,5 mm Referencia	Ø 4,2 mm Referencia	Ø 4,8 mm Referencia	Ø 5,5 mm Referencia	Ø 6,5 mm Referencia
 <b>Full Radius Resector</b> Ventana de corte hacia el interior		9133042		9133055	
 <b>Aggressive Full Radius</b> Ventana de corte hacia el interior		9133242		9133255	
 <b>Aggressive Meniscus Side Cutter</b> Ventana de corte hacia el exterior		9133142		9133155	

# Hojas de shaver de utilización múltiple



para artroscopia de cadera, longitud útil 210 mm

	Ø 3,5 mm Referencia	Ø 4,2 mm Referencia	Ø 4,8 mm Referencia	Ø 5,5 mm Referencia	Ø 6,5 mm Referencia
 <b>Full Radius Resector Sharp Cut</b> Canulado		9132742H			
 <b>Aggressive Full Radius</b> Canulado		9131342H	9131348H	9131355H	
 <b>Meniscus Cutter</b> Canulado		9131242H		9131255H	
 <b>Aggressive Meniscus Cutter</b> Canulado		9131542H	9131548H	9131555H	
 <b>Aggressive Meniscus Cutter Plus</b> Canulado		9132142H			
 <b>Round Burr</b>				9131055H	
				Ø fresa 4,0 mm	
 <b>Oval Burr</b>				9131955H	
				Ø fresa 4,0 mm	
 <b>Aggressive Oval Burr</b>				9133855H	
				Ø fresa 4,0 mm	







para artroscopia de cadera, longitud útil 210 mm, 15° curvada

	Ø 3,5 mm Referencia	Ø 4,2 mm Referencia	Ø 4,8 mm Referencia	Ø 5,5 mm Referencia	Ø 6,5 mm Referencia
 <b>Aggressive Full Radius</b> Ventana de corte hacia el interior		9133242H		9133255H	



para cirugía de articulaciones pequeñas, longitud útil 70 mm

	Ø 2,0 mm Referencia	Ø 2,5 mm Referencia	Ø 3,5 mm Referencia
 <b>Full Radius Resector</b>	9131120SJ	9131125SJ	9131135SJ
 <b>Aggressive Full Radius</b>	9131320SJ	9131325SJ	9131335SJ
 <b>Round Burr</b>		9131025SJ Ø fresa 1,8 mm	9131035SJ Ø fresa 2,5 mm




### Adaptador de limpieza

para C2 Hojas de shaver de utilización múltiple  
Referencia 100001

### Juego de limpieza











Referencia 900019









# Hojas de shaver desechables






Longitud útil 130 mm, embalaje estéril

	Ø 3,5 mm Referencia	Ø 4,2 mm Referencia	Ø 4,8 mm Referencia	Ø 5,5 mm Referencia	Ø 6,5 mm Referencia
 Full Radius Resector	9141135	9141142	9141148	9141155	
 Full Radius Resector Sharp Cut		9142742			
 Aggressive Full Radius	9141335	9141342	9141348	9141355	
 Aggressive Full Radius Plus		9143442			
 Double Full Radius		9142542		9142555	
 Double Aggressive Full Radius		9142342		9142355	
 Conical Double Full Radius		9142442			
 Full Radius Resector Small Window		9142242		9142255	
 Meniscus Cutter	9141235	9141242		9141255	
 Aggressive Meniscus Cutter	9141535	9141542	9141548	9141555	

	Ø 3,5 mm Referencia	Ø 4,2 mm Referencia	Ø 4,8 mm Referencia	Ø 5,5 mm Referencia	Ø 6,5 mm Referencia
 <b>Aggressive Meniscus Cutter Plus</b>		9142142			
 <b>Double Meniscus Cutter</b>		9142642		9142655	
 <b>Round Burr</b>		9141042 Ø fresa 3,0 mm		9141055 Ø fresa 4,0 mm	9141065 Ø fresa 5,0 mm
 <b>Oval Burr</b>				9141955 Ø fresa 4,0 mm	9141965 Ø fresa 5,0 mm
 <b>Aggressive Oval Burr</b>				9143855 Ø fresa 4,0 mm	9143865 Ø fresa 5,0 mm
 <b>Tapered Burr</b>				9141855 Ø fresa 4,0 mm	9141865 Ø fresa 5,0 mm











Longitud útil 130 mm, 15° curvada, embalaje estéril

	Ø 3,5 mm Referencia	Ø 4,2 mm Referencia	Ø 4,8 mm Referencia	Ø 5,5 mm Referencia	Ø 6,5 mm Referencia
 <b>Full Radius Resector</b> Ventana de corte hacia el interior		9143042		9143055	
 <b>Aggressive Full Radius</b> Ventana de corte hacia el interior		9143242		9143255	
 <b>Aggressive Meniscus Side Cutter</b> Ventana de corte hacia el exterior		9143142		9143155	

# Hojas de shaver desechables




para artroscopia de cadera, longitud útil 210 mm, embalaje estéril

	Ø 3,5 mm Referencia	Ø 4,2 mm Referencia	Ø 4,8 mm Referencia	Ø 5,5 mm Referencia	Ø 6,5 mm Referencia
 <b>Full Radius Resector Sharp Cut</b> Canulado		9142742H			
 <b>Aggressive Full Radius</b> Canulado		9141342H	9141348H	9141355H	
 <b>Meniscus Cutter</b> Canulado		9141242H		9141255H	
 <b>Aggressive Meniscus Cutter</b> Canulado		9141542H	9141548H	9141555H	
 <b>Aggressive Meniscus Cutter Plus</b> Canulado		9142142H			
 <b>Round Burr</b>				9141055H	
				Ø Fräser 4,0 mm	
 <b>Oval Burr</b>				9141955H	
				Ø Fräser 4,0 mm	
 <b>Aggressive Oval Burr</b>				9143855H	
				Ø Fräser 4,0 mm	








para artroscopia de cadera, longitud útil 210 mm, 15° curvada, embalaje estéril

	Ø 3,5 mm Referencia	Ø 4,2 mm Referencia	Ø 4,8 mm Referencia	Ø 5,5 mm Referencia	Ø 6,5 mm Referencia
 <b>Aggressive Full Radius</b> Ventana de corte hacia el interior		9143242H		9143255H	



para cirugía de articulaciones pequeñas, longitud útil 70 mm, embalaje estéril

	Ø 2,0 mm Referencia	Ø 2,5 mm Referencia	Ø 3,5 mm Referencia
 <b>Full Radius Resector</b>	9141120SJ	9141125SJ	9141135SJ
 <b>Aggressive Full Radius</b>	9141320SJ	9141325SJ	9141335SJ
 <b>Round Burr</b>		9141025SJ Ø fresa 1,8 mm	9141035SJ Ø fresa 2,5 mm

**EBERLE GmbH & Co. KG**

Glasbronnenstraße 6  
75449 Wurmberg  
Teléfono +49 (0) 7044 9611-0  
Fax +49 (0) 7044 9611-11  
info@eberle-med.com  
www.eberle-med.com

**Departamento de ventas:**  
Carl-Peschken-Straße 5c  
47441 Moers  
Teléfono +49 (0) 2841 88700-32  
Fax +49 (0) 2841 88700-37  
sales@eberle-med.com

---